

### Caractéristiques

Optishade est un colorimètre, un dispositif optoélectronique qui permet de mesurer les couleurs dans l'espace colorimétrique dentaire. Optishade fonctionne exclusivement avec un iPhone ou un iPad (non fourni).

**TRES IMPORTANT :** votre Optishade est un appareil de haute précision qui doit être manipulé avec le plus grand soin. Tout problème résultant d'une utilisation incorrecte ou abusive de votre Optishade n'est pas couvert par la garantie. [garantie : 1 an].

Made for

 **iPhone**  **iPad**

Dimensions de l'appareil	Longueur 51 mm Diamètre 81,5 mm Poids 60g
Fonctionne avec iOS	iPhone, iPad
Power supply	Rechargeable Lithium battery ion 400 mAh
Durée de vie de la batterie	4 à 6 heures d'uti- lisation 300 jours en standby

### Contenu

- 1 Unité Optishade complète avec Guide Anatomique Conique et Couvercle de Calibration
- 4 Guide Anatomique Conique
- 4 Couvercle de Calibration
- 1 livret d'instructions
- 1 câble de recharge USB-C
- 1 adaptateur USB-C vers USB-A
- Licence gratuite de 30 jours pour Matisse



NON STÉRILE. VOIR LA RUBRIQUE  
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

**AVERTISSEMENT !** Une carte de calibration se trouve à l'intérieur du Couvercle de Calibration. La carte de calibration est extrêmement fragile et sensible. Vous ne devez en aucun cas la toucher avec vos doigts ni risquer de la tacher. Le Couvercle de Calibration ne peut être ni désinfecté ni stérilisé. En cas de doute sur sa propreté ou en cas de risque de contamination croisée, veuillez le jeter immédiatement et en prendre un nouveau.

**AVERTISSEMENT !** Chaque composant n'a qu'une seule position de montage possible. Il est recommandé de s'entraîner pour bien comprendre les principes de montage.

**AVERTISSEMENT !** N'essayez jamais d'ouvrir la base de l'Optishade. Celle-ci est scellée et le fait de l'ouvrir annule la garantie du producteur. Attention à ne pas risquer des infiltrations de liquide à l'intérieur de la base de votre Optishade.

**TRÈS IMPORTANT !** Tout dommage causé par une infiltration de liquide à l'intérieur de la base de votre Optishade n'est pas couvert par la garantie du fabricant.

### Guide de démarrage rapide



#70100-05-BT-07/2025



Smile Line SA  
Z.I. La Clef, 5  
CH-2610 St. Imier  
Switzerland  
+41 32 944 22 44  
mail@smileline.ch  
www.smileline.ch

## 1. Chargez complètement l'appareil.



Aucune lumière: **OPTISHADE est ÉTEINT.** Si le témoin lumineux de l'**OPTISHADE** est éteint lorsqu'il est branché avec un câble, cela signifie qu'il ne se recharge pas.



Bleu: **OPTISHADE** en cours de connexion / connecté via Bluetooth  
Vérifiez l'état de la connexion / calibration dans l'application.



Orange: Erreur de batterie, veuillez débrancher, attendre 5 minutes, puis reconnecter à un chargeur. Si le voyant orange persiste, veuillez contacter l'assistance.



Vert: **OPTISHADE** est entièrement chargé.



Rouge: **OPTISHADE** est en cours de charge

Remarque : **OPTISHADE** possède une batterie de secours résiduelle qui doit être rechargée avant de pouvoir effectuer des mesures. Si la batterie est totalement déchargée, la charge peut prendre jusqu'à trois heures.  
Il est normal qu'après une courte charge, la connexion soit possible mais que les mesures restent impossibles à réaliser.

## 2. Téléchargez l'application gratuite Optishade.



## 3. Connectez Optishade à un appareil iOS et suivez les instructions de l'application.



## 4. Calibrez, retirez le couvercle et commencez à mesurer.

