

Caratteristiche :

Optishade è un colorimetro, un dispositivo optoelettronico che permette la misurazione dei colori nello spazio colorimetrico dentale. Optishade funziona esclusivamente con un iPhone o un iPad (non inclusi).

MOLTO IMPORTANTE : il vostro Optishade è un dispositivo di tecnologia avanzata che deve essere maneggiato con la massima cura. Qualsiasi problema derivante da un uso scorretto o inappropriato del vostro Optishade non sarà coperto dalla garanzia.

Made for

 **iPhone**  **iPad**

Dimensioni dell'unità	Lunghezza: 51 mm Diametro: 81,5 mm Peso: 60 g
Compatibilità iOS	Compatibile con tutti i dispositivi che eseguono iOS / iPadOS 17 o versioni successive
Alimentazione	Batteria agli ioni di litio ricaricabile da 400 mAh
Autonomia della batteria	Da 4 a 6 ore di utilizzo 300 giorni in standby



#70100-OS-BT-07/2025



Smile Line SA
Z.I. La Clef, 5
CH-2610 St. Imier
Switzerland
+41 32 944 22 44
mail@smileline.ch
www.smileline.ch

Contenuto

- 1 unità OPTISHADE assemblata con Cono di guida di Captura e Tappo di Calibrazione
- 4 coni di guida di Captura
- 4 tappi di Calibrazione
- 1 manuale di istruzioni
- 1 cavo di ricarica USB-C
- 1 adattatore da USB-C a USB-A
- Licenza gratuita di 30 giorni per Matisse



NON STERILE - VEDERE LA SEZIONE PULIZIA E DISINFEZIONE

AVVERTENZA : All'interno del cappuccio si trova una card di calibrazione.. La card di calibrazione è estremamente fragile e sensibile: non toccarla con le dita in nessun caso per evitare di macchiarla. Il Cappuccio Calibratore non può essere né disinfettato né sterilizzato. In caso di dubbio sulla sua pulizia o in caso di rischio di contaminazione incrociata, si prega di sostituirlo immediatamente con uno nuovo

AVVERTENZA : Ogni componente ha solo una posizione di montaggio possibile. Si raccomanda di esercitarsi per capire bene i principi di montaggio.

AVVERTENZA : Non tentare mai di aprire la base dell'Optishade. Essa è sigillata e la sua apertura è causa di decadimento della garanzia del produttore. Attenzione a non causare infiltrazione di acqua all'interno della base del vostro Optishade.

MOLTO IMPORTANTE : Eventuali danni causati da infiltrazione di liquidi all'interno della base del vostro Optishade non saranno coperti dalla garanzia del produttore.

Guida rapida



1. Caricare completamente il dispositivo



Nessuna luce:
OPTISHADE è SPENTO
Se l'indicatore luminoso di OPTISHADE è spento quando è collegato con un cavo, significa che non sta caricando.



Blu: OPTISHADE in fase di connessione/connesso via Bluetooth.
Controllare lo stato della connessione/calibrazione nell'app.



Aranzone: Errore della batteria, scollegare il dispositivo, attendere 5 minuti e ricollegarlo al caricabatterie. Se la luce arancione persiste, contattare l'assistenza.



Verde: OPTISHADE è completamente carico.



Rosso:
OPTISHADE è in carica.

Nota: OPTISHADE è dotato di una batteria tampone residua che deve essere caricata prima di poter effettuare misurazioni.
Se la batteria è completamente scarica, la ricarica può richiedere fino a tre ore.
È normale che, dopo una breve ricarica, la connessione sia possibile ma non ancora l'esecuzione delle misurazioni.

3. Connettere Optishade a un apparecchio iOS e seguire le istruzioni dell'applicazione



2. Scaricare l'applicazione gratuita Optishade



4. Calibrare, rimuovere il Cappuccio e iniziare a misurare

