





TRANSIZIONI

...4 anni sono passati incredibilmente veloci da quando abbiamo pubblicato l'ultima edizione del catalogo generale di Smile Line ! 4 anni durante i quali abbiamo potuto renderci conto che la nostra società sta affrontando enormi sfide e cambiamenti eccezionali su molti aspetti.

Quindi è per noi un'immensa felicità tornare a voi oggi con un nuovo catalogo che raccoglie tutte le novità sviluppate e lanciate negli ultimi anni.

Da quasi 30 anni, Smile Line è considerata dal settore un pioniere e un leader per i prodotti altamente esclusivi, per la loro qualità e l'aspetto innovativo. Il 2023 si rivelerà presto una pietra miliare grazie al nuovo e rivoluzionario concetto Optishade (misura digitale del colore dei denti - presente a pag. 44-47) che ha richiesto anni di sviluppo.

.Sì, la misurazione digitale del colore dei denti è oggi una delle grandi sfide nel nostro settore e siamo incredibilmente orgogliosi e felici di essere riusciti, con i nostri partner di Styleitaliano, a stabilire nuove referenze a un livello così alto con Optishade.

Siamo molto lieti di accompagnarvi in questa scoperta attraverso i workshop che organizziamo nel nostro centro di formazione (informazioni regolarmente aggiornate su : <https://www.smileline.ch>)

Buona lettura e con tutti i nostri migliori auguri di successo.

Olivier Schaeren
CEO & Founder




Centro di formazione
www.smileline.ch

« Con Optishade
siamo ben oltre una semplice
transizione: stiamo parlando di
una rivoluzione incredibile che
apre una finestra su
un mondo completamente
nuovo e affascinante! »



I CREATE...
WE CREATE



INDICE

INDEX	
Optishade Styleitaliano	4-7
Smile Lite MDP2	8-11
Smile Lite	12
K-Lite	13
Flexipalette & Photo CAD	14-15
Sidekick, cacciaviti per impianti, clinica	16-17
VeneerME	18-19
Holding Gel	19
My Shade Guide per compositi	20-21
Campionatore	21
Compo-Vibes	22
Compo-Brush	23
Organ.ez	24
N-Architect, stampi in silicone Anteriori	25
Golden Section	26-27
Styleitaliano	28

OPTISHADE

ABBINAMENTO DIGITALE DEI
TONI: IL COLORE DIGITALE NEL
PALMO DELLE TUE MANI!



SMILELINE 2023



Per quanto si possa ricordare, sviluppatori e appassionati hanno cercato di trovare alternative all'uso di coloranti commerciali per prendere una tonalità in bocca. La soluzione migliore finora è stata quella di realizzare i propri campioni e le proprie tinte nei materiali effettivamente utilizzati, ceramica o composito. La tintura vera e propria è ancora analogica e deve essere supportata da una grande esperienza.

OPTISHADE STYLEITALIANO offre una nuova soluzione per la valutazione del colore in bocca. Mai prima d'ora un dispositivo digitale per la rivelazione del colore ha offerto una tale precisione e ripetibilità.

La tonalità misurata viene comunicata in coordinate $L^*a^*b^*$, valori universali nel mondo della colorimetria, inequivocabili e facilmente interpretabili dall'utente.

Queste coordinate $L^*a^*b^*$ sono o :

- utilizzate e confrontate con i tintori commerciali più comuni memorizzati nella banca dati del vostro OPTISHADE STYLEITALIANO.
- esportate nel software Matisse, che calcolerà per voi tutte le ricette e le miscele di polveri ceramiche necessarie per il caso dato.


$L^*A^*B^*$ IN CAMPO ODONTOIATRICO SEMPLIFICATO PER I PRINCIPIANTI:

Quasi qualsiasi colore dei denti che si può vedere è semplicemente un mix di grigio Luminosità (L^*), rosso (a^*) e giallo (b^*). Optishade misura con alta precisione e ripetibilità questi 3 valori (coordinate).



LEGGERE LE COORDINATE



Lo spazio colore $L^*a^*b^*$ descrive numericamente tutti i colori in tre dimensioni. L^* sta per luminosità, mentre le componenti a^* e b^* localizzano il colore nello spazio verde-rosso e blu-giallo rispettivamente.



L^* : chiaro vs. scuro, 100 è bianco e 0 è nero.


a^* : rosso vs verde, in cui i numeri positivi vanno verso il rosso, mentre i negativi verso il verde.

b^* : giallo vs blu, in cui i numeri positivi vanno verso il giallo, mentre i numeri negativi verso il blu.



Nel campo dentale, le coordinate del colore sono estremamente semplici da leggere, in quanto dobbiamo virtualmente solo rilevare la luminosità (L^*), il rosso (a^*) e giallo (b^*). È molto raro dover sconfigurare nei numeri negativi.

La scala $L^*a^*b^*$ supera le barriere linguistiche, dando la possibilità a chiunque di comunicare facilmente il colore indipendentemente dal dispositivo e fornisce le informazioni necessarie per calcolare la differenza di colore.




I DIVERSI STEP
DI UN CASO
REALE


Misura colore Optishade del
substrato



Misura colore Optishade del dente
naturale adiacente



Funzione di COMPARAZIONE
sull'app Optishade : a destra
il dente naturale, a sinistra la
corona



Risultato finale al primo colpo. Il
tecnico non ha mai incontrato il
paziente



Si ringrazia la **Dr. Marie Clément** e MDT
Lionel Marslen per la gentile concessione

SMILELINE 2023

SET OPTISHADE



Descrizione	Art. n°
Optishade Full set	70100-OS
Cono guida Capture Optishade (5pz)	70110-OS
Tappo di calibrazione Optishade (5pz)	70120-OS
Optishade Hardcase (opzionale)	70130-OS
Cavo Optishade Usb-c (per ipad pro) (opzionale)	70140-OS

Sólo compatible con




Scaricare GRATUITAMENTE
dalla vostra App Optishade
(Appstore)

OPTISHADE + MATISSE
LA SQUADRA VINCENTE !

matisse®

Matisse è un software per la miscelazione e la stratificazione ceramica, integrato con dati completi e tecnologia di intelligenza artificiale per semplificare il processo di corrispondenza del colore dentale. Il software Matisse che è compatibile con OPTISHADE STYLEITALIANO fornisce soluzioni complete per il restauro dei denti: dall'analisi del colore alla lettura del colore fino alla creazione di ricette con i marchi ceramici più utilizzati. Le ricette che Matisse suggerisce consistono solo di polveri di ceramica pura per creare restauri che imitano l'anatomia del dente naturale prendendo in considerazione tre parametri importanti:

- Informazioni sul colore del preparato
- Le informazioni sul colore da riprodurre
- La quantità totale di spazio disponibile per il restauro



Scoprite Matisse

SMILE LITE MDP2

MOBILE DENTAL PHOTOGRAPHY

La **Smile Lite MDP2** è un dispositivo «plug and play», molto facile da usare e che non necessita nessuna App particolare, nessun procedimento di calibrazione e nessuna formazione specifica. Vi permetterà di utilizzare appieno tutte le potenzialità della foto-camera del vostro smartphone, in modo compatto e semplice.

Diventerà rapidamente uno strumento indispensabile per :

- fotografie per rilevazione del colore
- comunicazione giornaliera con il laboratorio
- brevi video
- documentazione dei pazienti
- fotografie artistiche




Smile Lite MDP2 può essere considerato un "mini studio fotografico". È dotato di tre gruppi di LED : ogni gruppo può essere illuminato individualmente oltre alla possibilità di impostare la potenza di illuminazione su quattro diversi livelli di potenza.

Il retro di Smile Lite MDP2 è dotato di un adattatore/maniglia universale regolabile per qualsiasi modello di smartphone con una larghezza compresa tra 55-85mm. Per accontentare tutti i gusti e le preferenze, si riceve un secondo adattatore per telefono che non ha maniglia.



adattatore universale
55-85mm



Una nuova era nella
fotografia dentale!

SMILELINE 2023

SMILE LITE MDP2 ACCESSORI




Diffusore
Ottimo per ammorbidire la luce e rendere la struttura della superficie più prominente.




Filtro polarizzante
Toglie il riflesso della luce dai denti e aiuta a determinare l'ombra e il valore. Aiuta anche a vedere le caratterizzazioni all'interno del dente.

Le diverse illuminazioni


MDP2 con LED centrale a piena potenza, LED laterali spenti



MDP2 con LED laterali a piena potenza, LED centrali spenti



MDP2 con LED laterali a piena potenza + diffusore, LED centrali spenti



MDP2 con LED centrale a piena potenza + filtro



...ed i risultati



Fotografie scattate con contrastatore Flexipalette e retrattori PhotoCad.

MESSAGGIO DELL'INVENTORE

Cari colleghi, cari amici,

Dopo praticamente 5 anni di esperimenti e tests sull'utilizzo degli smart-phones nella fotografia dentale, ho avuto l'opportunità di iniziare lo sviluppo della Smile Lite MDP2 con il gruppo Styleitaliano ed in collaborazione con la società svizzera Smile Line SA.

E' una grande gioia ed un orgoglio per me presentarvi uno strumento il cui sviluppo è stato dedicato al 100% alla fotografia dentale con gli smart-phones [MDP2 = Mobile Dental Photography].

La Smile Lite MDP2 è una rivoluzione totale nella fotografia dentale, per l'estrema semplicità di utilizzo ed i risultati professionali che è possibile raggiungere ma anche per il suo aspetto economico.

Facendo un parallelo con il metodo fotografico tradizionale della reflex digitale (DSLR), la Smile Lite MDP2 può essere descritta come un mini studio fotografico, che soddisfa la maggior parte delle necessità dell'utente in termini di:

- flash anulare
- flash laterali (dual flash)
- fotografia con diffusore (softbox)
- fotografia con filtro polarizzatore
- fotografia con diffusore e filtro polarizzante contemporaneamente
- brevi video

Sono dell'avviso che la fotografia dentale sia obbligatoria in ogni studio, per la comunicazione con il paziente e con il laboratorio e soprattutto per la vostra propria documentazione di ogni caso! La Smile Lite MDP2 ha raggiunto un tale livello di semplicità che sarebbe un vero peccato farne a meno.


Vi invito dunque ad essere curiosi, a divertirvi, a giocare con ombre e luci ed a scoprire le possibilità fenomenali delle telecamere degli smartphones attuali.

Augurandovi molto piacere con la vostra Smile Lite MDP2.

Cordiali saluti,

Prof. Louis Hardan DDS, CES, DEA, PhD
Department of Restorative and Esthetic Dentistry
Saint-Joseph University, Beirut, Lebanon

SMILELINE 2023



SMILE LITE MDP2 SETS



Descrizione	N. art.
Smile Lite MDP2 Master Set	6700-Master



Descrizione	N. art.
Smile Lite MDP2 Set Basic Senza filtro polarizzante e diffusore	6700-Basic



MDP2 micro website

SMILE LITE

LA RILEVAZIONE DEL COLORE PER LO SPECIALISTA

Senza uno strumento adeguato, la rilevazione del colore può risultare imprecisa e generare errori ed insuccessi quando si effettuano dei restauri estetici. Diversi fattori possono falsare la percezione del colore, come ad esempio la luce circostante, l'ambiente in cui si lavora o altri fattori umani come il grado di stress o di fatica.

Smile Lite è uno strumento che vi apporta affidabilità, semplicità ed efficacia e permette di **ridurre in modo drastico i rischi di errore durante la rilevazione del colore.**

Dotata di LEDs (light emitting diodes) 5500°K (luce del giorno), Smile Lite vi offre la luce naturale e neutra per eccellenza, stabile ad ogni momento della giornata e con qualsiasi tempo esterno.

Smile Lite possiede una batteria Li-Ion e si può quindi ricaricare facilmente per mezzo del cavo mini-USB (cavo e adattatore sono forniti con la lampada).

La qualità della luce della Smile Lite permette di **determinare con facilità e affidabilità la tinta, il valore e la saturazione dei denti**, pur avendo un'eccellente percezione della profondità.

La finestra rettangolare attraverso la quale si effettua la rilevazione del colore delimita in modo chiaro la «zona di lavoro» in modo da eliminare ogni fonte esterna di disturbo (altre luci o colori).

Questo filtro sorprendente elimina in maniera spettacolare il riflesso della luce (speculare e diffusa) e consente all'utilizzatore di **osservare i denti con un occhio completamente nuovo**: apprezzamento del colore e della luminosità facilitate, migliore visualizzazione della profondità e delle trasparenze, messa in evidenza dei minimi dettagli e caratterizzazioni.

Osservate i denti
come non li avete
ancora mai visti !




Foto senza filtro

Foto con filtro Style Lense



Descrizione	N. art.
Smile Lite, set completo con filtro Style Lense	6500
Filtro polarizzante Style Lense	6510

K-LITE


PERCHÈ K-LITE ?

I compositi e adesivi dentali moderni contengono delle sostanze fluorofore che contribuiscono ad ottenere migliori risultati estetici. Questo conferisce loro una proprietà fluorescente. Esposti a determinate lunghezze d'onda (UV-A 395 a 400nm) questi materiali possono essere distinti dal tessuto dentale, riducendo quindi considerabilmente il rischio di lesione iatrogena quando si presenta la necessità di rimuoverli. La K-Lite è un apparecchio dentale rivoluzionario, che consente:

1. di individuare i materiali dentali in eccesso o indesiderati, come materiali compositi o adesivi, al fine di poterli rimuovere, ad esempio: ganci ortodontici, attacchi dentali, sistemi di ritenzione, cementi residui, ecc.
 2. l'utilizzo in caso di traumi dentali (Splint) e/o nella tecnica detta di identificazione con l'ausilio della fluorescenza (FIT). Questi ultimi due obiettivi sono stati la spinta della motivazione dell'autore a sviluppare e produrre la nuova lampada K-Lite, in collaborazione con l'azienda svizzera Smile Line SA.
 3. un aiuto nell'identificazione di sottoprodotti batterici che si trovano nella placca, nel tartaro e nella dentina infetta.
- Facile e veloce da usare
 - Doppi LED : UV e Daylight
 - Portatile - Senza cavo
 - Facile da maneggiare - Leggera


Rendere visibile
l'invisibile

Descrizione	Art. n°
K-Lite, Set completo	3000-KL
K-Lite guida luce	3010-KL
K-Lite manicotti protettivi monouso, 200 pz	3011-KL




Senza luce UV, non è facile rilevare il tipo di materiale di restauro e la sua estensione

Con la luce UV di K-Lite, l'identificazione dei materiali compositi e delle loro estensioni è facile.



Senza K-Lite : nessuna possibile identificazione di adesivo o composito.

Con K-Lite : visibilità del materiale per il controllo dell'eccedenza.



Presenza di pigmenti dovuti alla degradazione batterica in una lesione cervicale.

Controllo dopo eliminazione della zona infetta.



3000-KL
K-Lite

FLEXIPALETTE

In collaborazione con Styleitaliano, un gruppo di dentisti e ricercatori appassionati, la Smile Line presenta un assortimento di contrastatori destinati alla fotografia intraorale: Flexipalette.

Flexipalette è composta da una lastra di rame flessibile ricoperta con Plastimed, un silicone di grado medico, senza lattice ed ipoallergenico, completamente sicuro.

- Flexipalette è sterilizzabile in autoclave a 135°C
- Flexipalette è assolutamente opaca ed anti-riflesso
- Flexipalette è morbida e gradevole nella bocca del paziente
- Flexipalette può essere piegata ad angolo di 30° a 45° per una maggiore ergonomia

Flexipalette A



Flexipalette B



Flexipalette C



Flexipalette Color Match



Con Flexipalette



Senza Flexipalette



Descrizione	N. art.
Flexipalette, set di 4 forme	FP-3100
Flexipalette Forma A	FP-3001
Flexipalette Forma B	FP-3002
Flexipalette Forma C	FP-3003
Flexipalette Color Match	FP-3004

SMILELINE 2023

PHOTOCAD

NUOVA GENERAZIONE DI RETRATTORI



PC-3001
Photo-CAD LOW



PC-3002
Photo-CAD UP
(2 pz)

Il design innovativo dei retrattori Photo-CAD offre ottimi risultati nelle fotografie dei 4 sestanti e durante il rilievo delle impronte digitali con i sistemi Cad-CAM. I Photo-CAD possono essere piegati ed adattati ergonomicamente alla bocca del paziente, o alle necessità del fotografo. La loro superficie morbida, in silicone opaco, offre al paziente un comfort ottimale. I Photo-CAD sono sterilizzabili.

Photo-CAD LOW ha un design unico, che consente di scostare in un solo movimento sia la guancia che la lingua per effettuare fotografie «occlusali» del quadrante inferiore. Liberando totalmente l'arcata dai tessuti molli, Photo-CAD offre un enorme vantaggio per le impronte durante la preparazione nella zona inferiore.

Photo-CAD UP è un retrattore per guancia che potrà essere usato ogni giorno. Quando usato per la fotografia intra-orale, la sua funzione sarà di scostare i tessuti molli vestibolari nella zona premolare/molare superiore per permettere fotografie «occlusali». Sarà di grande aiuto anche in caso di lavori con uno scanner intra-orale.

Descrizione	N. art.
Photo-CAD, set di 3 pz	PC-3100



Scoprirete un breve video che mostra Flexipalette ed i suoi incontestabili vantaggi.

SIDEKICK

CACCIATIVITI PER IMPIANTI,
STUDIO



Cacciavite compatibile
Nobel Biocare¹
D-400-NOB-S, 8 mm
D-400-NOB-M, 13 mm
D-400-NOB-L, 25 mm



Cacciavite compatibile
Straumann¹
D-400-STR-S, 8 mm
D-400-STR-M, 13 mm
D-400-STR-L, 25 mm



Cacciavite compatibile
Astra Tech¹
D-400-AST-S, 8 mm
D-400-AST-M, 13 mm
D-400-AST-L, 25 mm



Cacciavite compatibile
Friadent¹
D-400-FRI-S, 8 mm
D-400-FRI-M, 13 mm
D-400-FRI-L, 25 mm



Cacciavite compatibile
3i¹
D-400-iii-S, 8 mm
D-400-iii-M, 13 mm
D-400-iii-L, 25 mm



Cacciavite compatibile
Camlog¹
D-400-CAM-S, 8 mm
D-400-CAM-M, 13 mm
D-400-CAM-L, 25 mm



Cacciavite compatibile
Ankylos¹
D-400-ANK-S, 8 mm
D-400-ANK-M, 13 mm
D-400-ANK-L, 25 mm



Cacciavite compatibile
SPI¹
D-400-SPI-S, 8 mm
D-400-SPI-M, 13 mm
D-400-SPI-L, 25 mm



Cacciavite piatto 1.4 mm
D-400-1.4-S, 8 mm
D-400-1.4-M, 13 mm
D-400-1.4-L, 25 mm



D-401
Manico/ supporto
per punta
cacciavite



Il cofanetto di cacciaviti per impiantologia ‘Sidekick’ della Smile Line comprende 9 modelli (ognuno disponibile in 3 lunghezze), compatibili con i sistemi di impianti più diffusi sul mercato. Lo scopo è di avere sotto mano, **sempre ed immediatamente, IL modello di cui avete bisogno.**

Grazie all’ampia scelta di geometrie a disposizione, nel 99% dei casi troverete nel cofanetto un modello compatibile anche con le viti degli impianti di altre marche.

Un ingegnoso meccanismo vi permette un rapido montaggio/smontaggio delle varie punte dei cacciaviti nel manico.

Per completare questo sistema, la Smile Line ha creato **una pinza con un particolare design che si adatta perfettamente ai cacciaviti** e che consente di effettuare un serraggio più efficace, oppure di sbloccare facilmente delle viti di connessione in caso di rimozioni complicate.

L’uso di questa pinza è estremamente confortevole: consente **un accesso laterale ai cacciavite** senza doverlo rimuovere dalla sua posizione.

La confezione di cacciaviti per impianti Sidekick è disponibile in due modelli: il set «Basic» comprende 1 punta di lunghezza standard per ogni marca di cacciavite (9 pz + 1 manico) ed il set «Master» che comprende tutte le punte in tre grandezze (27 pz + 1 manico).

E’ anche possibile creare il vostro cofanetto personalizzato: ogni articolo è disponibile individualmente.



Efficace, confortevole
ed ergonomico



Descrizione	N. art.
Sidekick, Set di cacciaviti per impianti Basic: 9 punte di cacciaviti 13 mm, 1 manico, 1 cofanetto alluminio	D-430-Basic
Sidekick, Set di cacciaviti per impianti Master: 27 punte di cacciaviti 8-13-25 mm, 1 manico, 1 cofanetto alluminio	D-430-Master
Sidekick, Cofanetto in alluminio, vuoto	D-499
O’ring di ricambio per manico cacciaviti, 5 pz	D-403

PINZA SIDEKICK

Il design delle ganasce consente l’accesso e la prensione laterale al supporto dei cacciaviti! In altre parole, maggior comfort ed ergonomia!



D-402
Pinza



CHIAVE DINAMOMETRICA

Regolabile 15 / 20 / 25 / 35 Ncm

scala 1:1



D-490
Chiave
dinamometrica

Grazie al suo adattatore (#D-491), questa chiave dinamometrica è compatibile con tutte le punte dei cacciaviti Sidekick.
N.B. : chi possiede una chiave dinamometrica originale Straumann avrà bisogno solo dell’adattatore D-491 per poterla utilizzare con tutte le punte Sidekick.

scala 1:1



D-491
Adattatore
per chiave
dinamometrica

¹Nobel Biocare, Straumann, Astra Tech, 3i, Camlog, SPI, Ankylos, Friadent sono tutti marchi depositati.

VENEER ME

Grazie a veneerME avrete la possibilità di trasportare e spedire, oltre che di maneggiare, le vostre delicate veneers nelle migliori condizioni di sicurezza.

Massima sicurezza per i vostri veneers



Descrizione	N. art.
veneerME, set di 3 unità complete, 3 dischi adesivi in gel PU e 3 telai-membrana	2600
veneerME, dischi PU di ricambio (10 pz)	2610
veneerME, telaio-membrana di ricambio (10 pz)	2620
veneerME Mini-set, 1 unità completa, 1 disco adesivo in gel PU e 1 telaio-membrana di ricambio	2600-1

Il disco adesivo in gel poliuretano
La base del dispositivo veneerME è ricoperta di un disco in gel poliuretano adesivo. Le veneers sono poste su questa superficie, lato vestibolare, dove vi aderiscono naturalmente. Tutte le operazioni di preparazione della parte interna delle veneers (etching, silanizzazione) possono essere eseguite in questa posizione **senza timore che una faccetta scivoli o cada per terra**. Il materiale di cui è composto il disco è resistente e potrà essere usato più volte, oltre ad essere facilmente sostituibile in caso di deterioramento.

Il telaio-membrana di sicurezza
Una volta messe le veneers al sicuro sul disco, il telaio-membrana viene posto per incastro sulla base della scatola veneerME, per un maggior fissaggio. **La membrana super sottile si adatta con grande delicatezza alla forma delle faccette** e contribuisce alla loro salvaguardia. Non resta altro che chiudere il coperchio ed il vostro lavoro è pronto per la consegna.

Enorme vantaggio: la membrana è permeabile! In altri termini, il medico può procedere all'operazione di sciacquatura ed asciugatura dopo aver posto il telaio-membrana sulla base. In questo modo potrà lavorare nelle migliori condizioni di sicurezza possibili. La membrana è in nylon e, se necessario, può essere sostituita dopo essere stata usata più volte.




HOLDING GEL

Gel per fissaggi provvisori.

FACILE DA USARE

Una piccola goccia di Holding Gel sul modello è sufficiente per farvi aderire – in modo provvisorio – i vostri veneers in ceramica od i vostri lavori in ceramica integrale. Questo gel è molto appropriato per il **controllo dei punti di contatto, per l'aggiunta di masse di correzione, per la tenuta dei lavori su modelli antagonisti** o per qualsiasi altro lavoro che necessiti una perfetta adesione sul modello.

Trasparente, l'Holding Gel non altera la tinta ed in più si dissolve completamente in acqua e non lascia residui dopo la cottura della ceramica.



Descrizione	N. art.
Holding gel, 2 flaconi da 6 ml	5110

MY SHADE GUIDE PER COMPOSITI

CREAZIONE DI CAMPIONI « DENTINA-SMALTO »

Grazie alla forma dello speciale stampo doppio, con My Shade Guide realizze-
rete facilmente e in modo professionale i vostri **campioni in composito**
« dentina-smalto ».

Una piccola porzione di smalto posta nel primo stampo viene poi pressata
con il secondo stampo a forma di dentina in positivo. Il risultato di questa
prima tappa, dopo la polimerizzazione, sarà una faccetta in smalto. La
seconda tappa consiste a riempire la parte cava della faccetta con il
composito dentina di vostra scelta. Semplice, veloce e professionale!

My Shade Guide è disponibile in due sets, Mini-kit e Master-kit, ciascuno
comprendente tutti gli accessori necessari per realizzare la vostra guida
colori personalizzata.

SMILELINE 2023




CAMPIONATORE

Questo piccolo apparecchio di precisione vi permette di
realizzare delle pastiglie in compositi con i vostri
propri materiali, in modo facile e professionale.
Grazie al pistone graduato, si può decidere lo
spessore del campione da realizzare.

Dei cartoncini di supporto neri, in cartone rigido lami-
nato, offrono la possibilità di incollare e reperto-
riare tutti i vostri campioni personali.


Campionatore per
pastiglie in composito.



Trasparenze a seconda dei diversi
spessori



Descrizione	N. art.
My Shade Guide, Mini-kit: 1 piastra-suppor- to, 5 sticks & clips, 1 stampo doppio in silicone	7600-N
My Shade Guide, Master-kit: base di alluminio con coperchio, 5 piastre-suppor- to, 25 sticks & clips, 1 stampo doppio in silicone	7500-Master
Stampo doppio in silicone	7630
Sticks & clips, 100 pz	7520-N
Sticks & clips (25 pz) + supporto (5 pz)	7522-N
Clips, 100 pz	7525-N



Descrizione	N. art.
Campionatore	7015
Cartoncini supporto (5 pz)	7016

COMPO-VIBES

VIBRAZIONI INTELLIGENTI !



La garanzia di una modellazione dei compositi più facile, più rapida e di migliore qualità !

Grazie alle micro-vibrazioni generate, il Compo-Vibes ottimizza le proprietà tixotropiche dei compositi e facilita il vostro lavoro.

- Miglior adesione del composito alla parete della cavità, nessun distacco, meno bolle d'aria
- Compositi molto meno collosi che con uno strumento tradizionale
- Modellazione e scultura dei compositi molto più facile e rapida
- Maggior controllo degli spessori del materiale
- Applicazione più precisa Guardate

Descrizione	N. art.
Compo-Vibes Set Basic : unità Compo-Vibes con punta/strumento «Tip medium»	03000-CV-Basic
Compo-Vibes Set Master : unità Compo-Vibes con 4 punte/strumenti: "Spatula, Tip large, Tip medium, Tip thin" 03000	03000-CV-Master
Set di 4 punte/strumenti : « Spatola - Tip large - Tip medium -Tip thin »	03010-CV
Spatola, 2 pz	03011-CV
Strumento punta grande "Tip large", 2 pz	03012-CV
Strumento punta media "Tip medium", 2 pz	03013-CV
Strumento punta piccola "Tip thin", 2 pz	03014-CV
Compo-Brush, punte di ricambio piatte per Comp-vibes #anteriori (30 pz)	4651-CV-ANT
CVPila AAAA 1,5V	01030-MV
Guaine protettive monouso, 200 pz	3011-KL



TIP MEDIUM

COMPO-BRUSH

COMPOSITE STAINING

I nuovi pennelli Compo-Brush, sviluppati con Styleitaliano, sono destinati allo staining dei compositi.

La loro fibra sintetica nera consente una **precisione estrema con il miglior contrasto**: una qualità di lavoro nettamente superiore ai pennelli standard usati per lo stesso tipo di applicazione. Il set è composto da due pennelli completi e due punte di ricambio per ogni pennello. Le punte tengono per frizione sul manico in acciaio inox anodizzato.

La ghiera del pennello #000 Posterior si piega molto facilmente, per permettere un accesso ergonomico alle zone posteriori.

Pennelli e punte sono disponibili anche separatamente.

Descrizione	N. art.
Compo-Brush, set di 2 pennelli e punte di ricambio (2x ANT & 2x POST)	4650-Set
Compo-Brush, punte #000 per Posteriori (50 pz)	4651-POST
Compo-Brush, punte piatte per Anteriori (50 pz)	4651-ANT




4650-POST
Compo-Brush,
pennello completo
#000

4650-ANT
Compo-Brush,
pennello completo
piatto



ORGAN.EZ



Supporto in alluminio massiccio per frese.



8100
Organ.ez, supporto in alluminio per frese HP & FG

A prima vista può far pensare ad una scultura posta sul piano di lavoro, ma non lasciatevi trarre in inganno: ORGAN.EZ è prima di tutto e soprattutto un supporto estremamente utile, logico ed ergonomico.

Con ORGAN.EZ potete **mettere in ordine sistematicamente** tutte le vostre frese e saprete sempre dove si trovano invece di doverle cercare.

Realizzato in **alluminio massiccio**, ORGAN.EZ è assolutamente stabile. Inoltre, il diametro esterno di ogni piccolo foro ha una forma leggermente conica per facilitare l'inserimento o la presa delle frese.

Si possono inserire fino a 63 frese di diametro 2.35 mm. La riga più bassa permette inoltre il posizionamento delle frese per turbine.

SMILELINE 2019

STAMPI IN SILICONE

N-ARCHITECT ANTERIORS



Fabbricati in silicone trasparente, questi stampi vi permettono di creare molto facilmente e rapidamente le vostre proprie faccette in cera o in composito.

L'assortimento **ANTERIOR** è composto da tre forme superiori ed una forma inferiore, ciascuna in due diverse dimensioni, per un totale di 8 stampi.




2111
New Architect, set di 8 stampi anteriori in silicone

GOLDEN SECTION DIVIDER

La proporzione aurea (o regola d'oro) è un rapporto il cui risultato è chiamato matematicamente «Phi» [1.618] o «phi» [0.618]. E' ormai appurato che **l'universo si costruisce a partire da questa proporzione**: dalle sequenze genetiche alle galassie, passando dalla costruzione di fiori, insetti, di una mano, di un viso o di un corpo intero.

Così come l'occhio umano è capace di riconoscere una linea perpendicolare, esso riconosce la proporzione aurea come una costante di armonia ed equilibrio.



Descrizione	N. art.
Cofanetto compasso Golden Section, completo di 6 blocchi prestampati «G.S.» ed istruzioni	6010

Strumento per
la misurazione della
proporzione aurea.

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181 6765 10946 17711 28658 46369 75081 121390 196010 317401 514189 832579 1346670 2179149 3525819 5704969 9224610 14930569 24155179 39085749 63235420 102380569 165616010 268001529 433617539 701718549 1135334569 1837052109 2972386679 4809438749 7781820859 12591259049 20373080009 32964339059 53355588109 86328667169 139684006229 226042593339 365721183449 591763673559 957806266889 1550069840449 2507833514009 4057903354459 6565743194469 10623646548929 17191550163389 27815193708349 45006839871769 72822433380189 117841433288529 190663871668719 308505304957249 500169176625969 808732980584689 1308902156210649 2117636486796339 3426538637377009 5544170804087649 9001709441464689 14545880248262329 23547579690149409 38093460138411849 61641039829561249 100138619518713129 161780159359274419 261918778877987609 423698938237201809 685617097646486209 1109306036533698009 1800923234180180409 2910230330713878609 4711153564894058809 7621383895427878809 12332537460241937609 20043791355665816409 32376328816087754409 52419866171749672409 84863604987835488409 137283471159585160409 222103335827324832409 359386807007160000409 581490142834484832409 940876949841644832409 1522367092676029664809 2463243242517674496809 3985609335388704000009 6448852578005378496809 10434461913384000000009 16883314491389378496809 273177764047674496809 4419909189615184000009 7151240638753920000009 11571149828369104000009 1872239051802304000009 3029353934639216000009 4891593016441520000009 7913832098243840000009 12805325114885280000009 20717157233127040000009 33522482348012160000009 54239639581139200000009 87761796824256000000009 141981436405388800000009 229743233226547200000009 371724669631884800000009 591466106058032000000009 951208275284614400000009 1542674381342720000000009 2493882656627328000000009 4036557037970048000000009 6430231419312768000000009 10466808457289600000000009 16907039876607360000000009 27373848333888000000000009 44280888210495360000000009 71653927087102720000000009 115934815300288000000000009 187588143386380800000000009 303522958686668800000000009 491111092073049600000000009 794633235369318400000000009 1285751427442368000000000009 2080384662811776000000000009 3366136090254080000000000009 5446519753065856000000000009 8812655843318720000000000009 14259175596384000000000000009 23071831449767680000000000009 37330997046150400000000000009 59402828542533120000000000009 96733825588684800000000000009 156136654131217280000000000009 252870479713843200000000000009 409007134845081600000000000009 66183761455892480000000000009 1070844794303910400000000000009 173268240906283200000000000009 280352720336675200000000000009 453610961242969600000000000009 733963182149267200000000000009 1187573143386035200000000000009 1921536325535308800000000000009 3109109470870630400000000000009 503064579640595200000000000009 815218202203673600000000000009 1318282781844262400000000000009 2133500978047936000000000000009 3451783159251200000000000000009 558528413729856000000000000009 903706729654912000000000000009 1462235143380096000000000000009 2365941872934912000000000000009 382817699628480000000000000009 619391214963968000000000000009 1002208432637440000000000000009 1621599647601376000000000000009 262380808023872000000000000009 424540772787840000000000000009 686701737551808000000000000009 1111242510339680000000000000009 1807944247891520000000000000009 2919186758230400000000000000009 472613099612160000000000000009 764526824391040000000000000009 1237149924003200000000000000009 2001676148394240000000000000009 323882607238848000000000000009 524050222078272000000000000009 847932836917760000000000000009 1371985458956800000000000000009 221991817380608000000000000009 359189363276416000000000000009 571181180657024000000000000009 920373003938432000000000000009 1491554187872000000000000000009 239292737180928000000000000009 388440155468800000000000000009 627632892648960000000000000009 1016075048128000000000000000009 164370794079744000000000000009 266078298892672000000000000009 425449092972416000000000000009 691527287042176000000000000009 1117605379174400000000000000009 1819133320307200000000000000009 293673869947904000000000000009 475587202018688000000000000009 767500534088320000000000000009 1243078686167040000000000000009 201067397126528000000000000009 325375265743360000000000000009 526442662870016000000000000009 851817928588800000000000000009 1378180594307200000000000000009 222999856559360000000000000009 360817916090240000000000000009 583817072641920000000000000009 944635089283840000000000000009 152845216096768000000000000009 247310432193536000000000000009 399155648387200000000000000009 646466064579840000000000000009 1045621712967680000000000000009 169208777754624000000000000009 273770949051456000000000000009 442979726803072000000000000009 716740675854720000000000000009 1159711401708800000000000000009 187942280341760000000000000009 303883430683520000000000000009 491825611025280000000000000009 795767791367040000000000000009 1286589592704000000000000000009 208230139512000000000000000009 336489279853696000000000000009 544720400195392000000000000009 881481520537088000000000000009 142620164107430400000000000009 230746726620876800000000000009 373466889134272000000000000009 594187051648128000000000000009 951907214161984000000000000009 154662937678016000000000000009 249135153829888000000000000009 403697370343731200000000000009 643028512857587200000000000009 1046686240371328000000000000009 168833806548998400000000000009 273739089062790400000000000009 441990271616640000000000000009 715124454329600000000000000009 1157116389042240000000000000009 187223857418080000000000000009 302935074931936000000000000009 489159459945792000000000000009 791383844659648000000000000009 1280536674798080000000000000009 207171885993664000000000000009 335224103507520000000000000009 542396321021376000000000000009 881265540535232000000000000009 142591771567385600000000000009 229743989081241600000000000009 371724206595104000000000000009 591466424108960000000000000009 951208641622816000000000000009 154267883176128000000000000009 246324099689984000000000000009 403655317203840000000000000009 643023534717696000000000000009 1046685712256000000000000000009 168833792739456000000000000009 273739009253312000000000000009 441990226767168000000000000009 715124443281024000000000000009 1157116607898688000000000000009 187223878303724800000000000009 302935095817580800000000000009 489159478331385600000000000009 791383893045241600000000000009 1280536958181888000000000000009 207171910331993600000000000009 335224127845849600000000000009 542396345359705600000000000009 881265562873561600000000000009 142591783387776000000000000009 229743999901632000000000000009 371724216915392000000000000009 591466434429248000000000000009 951208651943104000000000000009 154267890935577600000000000009 246324117449280000000000000009 403655334753136000000000000009 643023552266992000000000000009 104668589267008000000000000009 168833810280896000000000000009 273739026994752000000000000009 441990244508608000000000000009 715124460822528000000000000009 1157116783436160000000000000009 187223895816371200000000000009 302935113330233600000000000009 489159500338086400000000000009 791383910545942400000000000009 1280537133030400000000000000009 207171927841696000000000000009 335224140848704000000000000009 542396362862560000000000000009 881265580376320000000000000009 142591800896640000000000000009 229744017400576000000000000009 371724229416384000000000000009 591466447433280000000000000009 951208664950080000000000000009 154267903447424000000000000009 246324130000480000000000000009 403655347267040000000000000009 643023565280896000000000000009 104668599778892800000000000009 168833822790752000000000000009 273739039504640000000000000009 441990257026176000000000000009 715124473336384000000000000009 1157116908553728000000000000009 187223908328038400000000000009 302935125841792000000000000009 489159512849792000000000000009 791383923053888000000000000009 1280537258129280000000000000009 207171940353401600000000000009 335224153358848000000000000009 542396375374720000000000000009 881265592885120000000000000009 142591813408768000000000000009 229744029912320000000000000009 371724241924096000000000000009 591466460443680000000000000009 951208677966976000000000000009 154267916000000000000000000009 246324142560000000000000000009 403655360280896000000000000009 643023577795712000000000000009 104668610290816000000000000009 168833835302656000000000000009 273739052014720000000000000009 441990269535872000000000000009 715124485844128000000000000009 1157117033670272000000000000009 187223920841638400000000000009 302935138358400000000000000009 489159525363200000000000000009 791383935563936000000000000009 1280537383217280000000000000009 207171952855040000000000000009 335224165869440000000000000009 542396387884672000000000000009 881265605393760000000000000009 142591825921664000000000000009 229744042416000000000000000009 371724254434560000000000000009 591466472953600000000000000009 951208690476800000000000000009 154267928523776000000000000009 246324155168000000000000000009 403655372792896000000000000009 643023590306752000000000000009 104668622800800000000000000009 168833847814528000000000000009 273739064524736000000000000009 441990282045824000000000000009 715124498352384000000000000009 1157117158785728000000000000009 187223933368576000000000000009 302935150879488000000000000009 489159537871744000000000000009 791383948074048000000000000009 1280537508296832000000000000009 207171965376640000000000000009 335224178389056000000000000009 542396399995680000000000000009 881265617903680000000000000009 142591838432704000000000000009 229744054921600000000000000009 371724266944000000000000000009 591466485463680000000000000009 951208702986880000000000000009 154267941025824000000000000009 246324167680000000000000000009 403655385302016000000000000009 643023602817728000000000000009 104668635302848000000000000009 168833860326336000000000000009 273739077034752000000000000009 441990294556800000000000000009 715124510860928000000000000009 1157117283896704000000000000009 187223945880384000000000000009 302935163390080000000000000009 489159550381824000000000000009 791383960584160000000000000009 1280537633397760000000000000009 207171977887872000000000000009 335224190900160000000000000009 542396412506624000000000000009 881265630413600000000000000009 142591850940736000000000000009 229744067429248000000000000009 371724279453440000000000000009 591466497973760000000000000009 951208715496960000000000000009 154267953527872000000000000009 246324180192000000000000000009 403655397810240000000000000009 643023615328768000000000000009 104668647804864000000000000009 168833872838144000000000000009 273739089534784000000000000009 441990307068800000000000000009 715124523369024000000000000009 1157117409007680000000000000009 187223958391936000000000000009 302935175891200000000000000009 489159562882880000000000000009 791383973094272000000000000009 1280537758418880000000000000009 207171990389824000000000000009 335224203402496000000000000009 542396425016704000000000000009 881265642923712000000000000009 142591863449856000000000000009 229744079938816000000000000009 371724291961600000000000000009 591466510483840000000000000009 951208728006976000000000000009 154267966031936000000000000009 246324192704000000000000000009 403655410318720000000000000009 643023627839808000000000000009 104668660307872000000000000009 168833885348224000000000000009 273739102039808000000000000009 441990319578880000000000000009 715124535877120000000000000009 1157117534118656000000000000009 187223970902080000000000000009 302935188392320000000000000009 489159575385856000000000000009 791383985604384000000000000009 1280537883499360000000000000009 207172002890048000000000000009 335224215904512000000000000009 5423964375

STYLEITALIANO

MOLTO PIÙ CHE UNA SEMPLICE FONTE DI ISPIRAZIONE

Il gruppo Styleitaliano è nato da un incontro tra due amici, il Dr. Walter Devoto ed il Prof. Angelo Putignano, entrambi esperti e mondialmente riconosciuti nel campo dell'odontoiatria restaurativa estetica. Lo scopo dei suoi membri è di condividere con la maggior parte dei colleghi alcune tecniche semplici e provate, che permettono a chiunque di migliorare il proprio lavoro.

Ora questo « gruppo di studio » si è sviluppato enormemente ed è diventato una delle comunità del settore dentale più rispettate e seguite sul piano internazionale.

WWW.STYLEITALIANO.ORG

WWW.FACEBOOK.COM/STYLEITALIANO

La Smile Line e Styleitaliano si sono incontrati nel 2011. Fino ad allora ci siamo dedicati esclusivamente allo sviluppo di strumenti ed accessori per il laboratorio, ma la creatività e le brillanti idee di Styleitaliano ci hanno permesso di aprire anche la porta dello studio.

Approfittiamo di queste poche righe per ringraziare calorosamente ogni membro del gruppo Styleitaliano per la loro gentilezza, disponibilità ed umiltà.





Smile Line ☺

made in switzerland

Smile Line SA
Z.I. La Cief 5
PO Box 229
CH-2610 St-Imier - Switzerland
Tel. +41 32 944 22 44
Fax +41 32 944 22 45
mail@smileline.ch
www.smileline.ch



G7

G7 Srl
Via G. T. Invrea, 9/2
16129 - Genova
+39 010 5530 147
info@g7dental.com
www.g7dental.com